



**Günter Keul GmbH**  
Von-Langen-Weg 10  
48565 Steinfurt  
Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883  
e-mail: info@keul.de web: www.keul.de

**Uri-o-trol**  
**Urinstreifenkontrolle**  
**KGST-10C**  
**CE**



### VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Uri-o-trol ist eine Qualitätskontrolle für in der Urinanalytik angewendete Verfahren zur Bestimmung der in dieser Packungsbeilage angegebenen Analyte, mit Zielwertangaben.

### EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Die Verwendung entsprechender Kontrollmaterialien dient der objektiven Beurteilung der Qualität von im Labor durchgeführten Untersuchungen und ist ein unerlässlicher Bestandteil der guten Laborpraxis. Die zwei Level dieser Kontrolle ermöglichen eine umfassende Qualitätssicherung über den gesamten klinisch relevanten Bereich.

Für Anwender in Deutschland: Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit sind Qualitätskontrollen gemäß der „Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen“ (Rili-BÄK) zu verwenden.

### REAGENZ

Dieses Produkt wurde aus Humanurin hergestellt und enthält Zusätze von menschlichen Erythrozyten und simulierten Leukozyten sowie Bestandteile tierischen Ursprungs, Chemikalien, Konservierungsmittel und Stabilisatoren. Die Kontrolle ist gebrauchsfertig, flüssig und dadurch sehr einfach in der Anwendung.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Dieses Produkt ist bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil, wenn es ungeöffnet bei 2 bis 8°C gelagert wird. Nach dem Öffnen sind alle Analyte 30 Tage stabil, wenn die Kontrolle fest verschlossen bei 2 bis 8°C aufbewahrt wird. Dieses Produkt darf nicht eingefroren werden.

Dieses Produkt wird gekühlt versandt.

### HANDHABUNG

Dieses Produkt ist genau wie eine Patientenprobe zu behandeln und in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Geräte-, Kit- oder Reagenzherstellers anzuwenden. Vor Verwendung die Kontrolle Raumtemperatur (18 bis 25°C) erreichen lassen und den Inhalt des Fläschchens vorsichtig durchmischen, um die Homogenität sicherzustellen. Nach jedem Gebrauch sofort wieder verschließen und bei 2 bis 8°C aufbewahren.

Die Entsorgung aller Abfälle ist nach den geltenden örtlichen Bestimmungen vorzunehmen. Falls die Verpackung beschädigt ist, nehmen Sie bitte Kontakt zur Günter Keul GmbH auf.

### EINSCHRÄNKUNGEN

1. Dieses Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
2. Bei Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination oder einer starken Trübung ist die Kontrolle zu verwerfen.
3. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Standard geeignet.
4. Dieses Produkt enthält Gentamicin. Bitte die Anweisungen des Reagenz- und/oder Testkitherstellers für Gentamicin enthaltende Proben beachten.

### WERTEERMITTLUNG

Die in dieser Packungsbeilage angegebenen Ergebnisse stammen aus Vielfachbestimmungen und gelten speziell für diese Produktcharge. Die Bestimmungen wurden vom Hersteller und/oder von unabhängigen Laboratorien mit vom Hersteller unterstützten Reagenzien durchgeführt; dazu wurde eine repräsentative Stichprobe dieser Produktcharge eingesetzt. Abweichungen im Laufe der Zeit und zwischen verschiedenen Laboratorien sind möglicherweise auf unterschiedliche Labortechniken, Geräte und Reagenzien oder auf Modifikationen der Testmethoden durch den Hersteller zurückzuführen. Jedes Labor sollte die angegebenen Ergebnisse nur als Richtwerte benutzen und seine eigenen Präzisionskriterien ermitteln.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Produkt ist ein stabilisiertes, flüssiges Produkt und wurde unter strengen Qualitätsstandards hergestellt. Um reproduzierbare Ergebnisse von Fläschchen zu Fläschchen sicherzustellen, muss die Kontrolle sachgerecht gelagert und wie angegeben gehandhabt werden.

### HINWEIS

Alle Spendereinheiten die für die Herstellung der Kontrollen verwendet wurden, wurden getestet und als nicht reaktiv auf HBsAg und negativ auf Antikörper gegen HIV und HCV befunden. Wie alle klinisch-chemischen Kontrollen sollte das Produkt trotzdem als potentiell infektiöses biologisches Material betrachtet werden.



**Günter Keul GmbH**  
Von-Langen-Weg 10  
48565 Steinfurt  
Tel.: 02551 / 2097  
Fax.: 02551 / 80883  
e-mail: info@keul.de  
web: www.keul.de



**Günter Keul GmbH**  
Von-Langen-Weg 10  
D-48565 Steinfurt

e-mail: info@keul.de  
web: www.keul.de  
Tel.: 02551 / 2097 Fax: 02551 / 80883



Günter Keul GmbH  
Von-Langen-Weg 10  
48565 Steinfurt  
Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883  
e-mail: info@keul.de web: www.keul.de

**Uri-o-trol**  
Urinstreifenkontrolle  
KGST-10C  
CE

## Uri-o-trol (flüssig stabil)

BESCHREIBUNG	Bestellnummer / Packungsgröße
Kontrollset (Level 1 u. Level 2)	KGST-10C (2 x 1 x 12 ml)

### Zusammenfassung der Werte

**LOT** 2124-1 / 2124-2

 2022-12-31

Parameter	Level 1 / 2124-1	Level 2 / 2124-2
Ascorbinsäure	Negativ	20+ - 40++
Leukozyten	Negativ	75+ - 500+
Nitrit	Negativ	Positiv
Urobilinogen	Normal	12+ mg/dl (200+ µmol/l)
Protein	Negativ	30-100 mg/dl (0,3-1 g/l)
pH	5,0	7,0-8,0
Blut / Hämoglobin	Negativ	250-300 Ery/µl
Spezifisches Gewicht	1,000-1,010	1,010-1,015
Keton	Negativ	2+ - 3+
Bilirubin	Negativ	2+ - 3+
Glukose	Normal	300-1000 mg/dl (17-55.5 mmol/l)
hCG	Negativ	Positiv



Günter Keul GmbH  
Von-Langen-Weg 10  
D-48565 Steinfurt  
Tel.02551/2097



IVD

