

## Clé USB HORIBA

Une clé USB Bio-Techne vous est fournie pour télécharger, sur votre automate HORIBA, les fichiers cibles de notre sang de contrôle.

Pour ce coffret échantillon, les fichiers cibles sont déjà disponibles sur la clé USB fournie.

Cette clé USB est utile pour chaque nouveau lot de contrôle :

### Pour HORIBA MICROS contrôle CBC-3D

### Pour HORIBA PENTRA contrôle CBC-SYS for Pentra

1. Lien direct vers notre serveur :

<https://biotechne.egnyte.com/fl/CawhBiGkvN>



1. Lien direct vers notre serveur :

<https://biotechne.egnyte.com/fl/dNr2RW5qOr>



2. Cliquer sur le dossier « USB03D000 USB  
Key CBC-3D for MICROS ES60 **N°LOT** »

2. Cliquer sur le dossier « USB0SY001  
CBC-SYS for ABX Pentra Series **N°LOT** »

3. Télécharger ensuite les fichiers du lot reçu sur la clé USB (à la racine de la clé, sans créer de dossier).

4. Enfin, charger ces fichiers cibles sur votre automate.

Nous restons à disposition de toutes les équipes si nécessaire sur simple appel téléphonique à SAV :  
02.99.35.19.36